

CuroCell® Cirrus 2.0



La solution pour le traitement de la douleur

CuroCell® Cirrus 2.0

Le matelas CuroCell® Cirrus 2.0 est utilisé pour la prévention et le traitement des escarres jusqu'au stade 4 inclus (jusqu'à 180 kg) et jusqu'au stade 2 inclus (de 181 à 230 kg)⁽¹⁾, ainsi que pour le traitement de la douleur.

CuroCell® Cirrus 2.0 allie l'air et la mousse afin d'apporter à l'utilisateur un très haut niveau de confort et de redistribution des pressions⁽²⁾. Le rendu unique de sa "vague alternative" est particulièrement adapté pour le traitement de la douleur. La fonction d'inclinaison de la zone talonnière permettant de réduire les pressions a été intégrée afin d'assurer une protection maximale.

Les matelas Care of Sweden sont fournis avec une housse hygiénique bi élastique, conforme aux normes en vigueur en termes d'hygiène⁽³⁾, de qualité et de sécurité. Toutes les housses sont fabriquées à partir de matériaux modernes et recyclables, et sont perméables aux vapeurs⁽⁴⁾ afin de réduire les risques de macération.

Descriptif

Matelas hybride avec compresseur

Épaisseur : 21 cm

Utilisation : prévention et traitement des escarres jusqu'au stade 4 inclus⁽¹⁾

Poids utilisateur conseillé : 0-180 kg (stade 4) et 180-230 kg (stade 2)

Classification au feu : EN 597-1,-2

Alimentation électrique : 230 V/50 Hz

Volume sonore unité de contrôle : 27 dBA

Garantie : 2 ans

Entretien de la housse : nettoyage avec un produit nettoyant et/ou

désinfectant, lavable en machine jusqu'à 95°C et passage au sèche-linge



Fonctionnalités et caractéristiques

- Système d'air alternatif ou statique avec surface en mousse douce
- Passe câble intégré
- Unité de contrôle de type digital simple d'utilisation
- Manipulation et nettoyage faciles
- Inclinaison de la zone talonnière afin de réduire les pressions
- Housse avec coutures soudées
- CPR
- Unité de contrôle silencieuse et peu gourmande en énergie
- Housse hygiénique douce, bi élastique, perméable aux vapeurs⁽⁴⁾
- Alarme visuelle et sonore pour pression trop faible
- Alarme visuelle et sonore pour panne électrique
- Mode soins avec retour automatique au mode de traitement
- Mode transport

L'unité de contrôle simple et silencieuse dispose de 4 modes thérapeutiques : alternatif, statique, alternatif position assise, et statique position assise, ce qui permet à ce matelas d'être utilisé pour tous types de patients.

En outre, le matelas est équipé d'un double système de housses permettant de réduire les effets de cisaillement, notamment lors des réglages du lit.

Dimensions

80/85/90/105/120x200 cm et 80/85/90x210 cm.

Pour toute autre dimension, veuillez contacter votre distributeur.

Options

- Housse à faible friction
- Sac de transport et de stockage

Références

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), et Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA). Prévention et traitement des escarres : "Quick Reference Guide". Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media : Osborne Park, Western Australia ; 2014. Action plan against pressure ulcer, Care of Sweden in 2012.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Health care textiles – Bacteria penetration – Wet".

(4) SS-EN ISO 15496.



Toujours lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Care of Sweden and CuroCell® Cirrus are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2015. All rights reserved. Last update: 2015-06-23.



Scannez le code QR pour regarder la vidéo de présentation.



Scannez le code QR pour regarder la notice d'utilisation.



Mattress selector

- Guidelines when choosing a product
See how to choose the right mattress at:
www.careofsweden.com/mattress-selector



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr