

PRIMA 12



Un matelas pratique et durable
qui offre un très bon confort

PRIMA 12

La surface du matelas PRIMA 12 a été profilée afin d'apporter beaucoup de confort à l'utilisateur, tout en réduisant les pressions.

Ce matelas est fourni avec la housse Marin, qui peut être retirée grâce à sa fermeture éclair à l'une des extrémités.

En option, vous pouvez aussi prendre la housse Marin/Evac, qui dispose d'une fermeture éclair protégée par un rabat et du système permettant l'évacuation des personnes alitées.

PRIMA 12 est un matelas intégral qui se positionne donc directement sur le sommier.

Les matelas Care of Sweden sont fournis avec une housse hygiénique bi élastique, conforme aux normes en vigueur en termes d'hygiène⁽¹⁾, de qualité et de sécurité. Toutes les housses sont fabriquées à partir de matériaux modernes et recyclables, et sont perméables aux vapeurs⁽²⁾ afin de réduire les risques de macération.

Descriptif

Mousse HR 35 kg/m³

Épaisseur : 13 cm

Poids utilisateur conseillé : 0-130 kg

Classification au feu : EN 597-1,-2

Garantie : 3 ans

Entretien de la housse : nettoyage avec un produit nettoyant et/ou désinfectant, lavable en machine jusqu'à 95°C et passage au sèche-linge



Fonctionnalités et caractéristiques

- Facile à nettoyer
- Housse hygiénique
- Réversible
- Identification facile grâce à l'étiquette

Housses disponibles

Housse Marin

Avec fermeture éclair protégée par un rabat sur un côté.

Housse Marin

Avec fermeture éclair protégée par un rabat sur trois côtés.

Housse Marin

Avec fermeture éclair protégée par un rabat sur trois côtés et poignées de transport d'un côté.

Housse Marin/Evac

Housse en deux parties, avec fermeture éclair protégée par un rabat, intégrant des poignées d'évacuation d'un côté.

Si vous avez besoin d'une housse non hygiénique, veuillez contacter votre distributeur.

Références

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Health care textiles – Bacteria penetration – Wet".

(2) SS-EN ISO 15496 : 2004, DIN 53.122



Toujours lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Care of Sweden is a trademark of Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2017. All rights reserved. Last update: 2017-05-03.



Mattress selector

- Guidelines when choosing a product
See how to choose the right mattress at:
www.careofsweden.com/mattress-selector



GROUPE EVRARD

ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr