


## Chaise à hauteur réglable Etac Clean

Cette chaise comporte non seulement toutes les caractéristiques du modèle de base, mais peut également se régler en hauteur.

### Réglage de la hauteur pour une parfaite adéquation

La hauteur de ce modèle Etac Clean peut être ajustée pour correspondre aux besoins de chaque utilisateur, par exemple, pour simplifier les transferts ou pour permettre l'installation sur les toilettes. Le réglage est simple et aucun outil n'est requis.

La chaise à hauteur réglable Etac Clean présente les mêmes avantages que les autres chaises de la gamme Clean, mais peut en sus être réglée en hauteur (de 47,5 à 60 cm) et s'accompagne d'un plus grand choix de repose-pieds et de repose-mollets.



#### Chaise à hauteur réglable Etac Clean

4 roulettes verrouillables,  
blanche

80229208

**Poids**  
14,2 kg

**Poids maximal de l'utilisateur**  
130 kg

#### Matériaux

Châssis : tube en acier revêtu  
de poudre  
Assise/dossier : polypropylène  
Accoudoirs : polypropylène  
Repose-pieds : polypropylène  
Roulettes à roulements à billes :  
polyamide/TPE/tube en acier inoxydable  
Tubes de réglage de la hauteur  
sur les roulettes : acier inoxydable

#### Entretien

Nettoyer le produit avec un agent  
nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou  
une solution désinfectante à 70%.  
Décontamination possible à 85°C  
maximum si nécessaire.



## Accessoires



### Dossier souple

80209225  
Réglable.  
Lavable à 60 °C max.



### Coussin souple d'assise

Gris : 80209260  
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Largeur de la découpe anatomique : 17 cm.  
Matériau : polyéthylène.  
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Soutien latéral

80209509  
À largeur réglable. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène  
Lavable à 60 °C max.  
*Non compatible avec le produit suivant : 80209225.*



### Coussin souple de dossier

Gris : 80209261  
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Barre de maintien

80209246  
À fixer sur l'accoudoir.  
Matériaux : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209228, 80209237 et 80209226.*



### Coussin d'assise plein Comfort

80209247  
Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : polyuréthane.  
Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



### Sangle pectorale

80209442  
Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Matériau : polyester.



### Kit Comfort

80209237  
Inclut le coussin d'assise percée Comfort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228).  
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



### Ceinture de positionnement

80209440  
Réglable en longueur.  
Fixation par sangles velcro.  
Matériau : polyester.



### Coussin dossier et accoudoirs

80209228  
Dossier souple avec coussins d'accoudoir intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.*



### Ceinture de sécurité

80209034  
À fixer sur l'arrière du dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement.  
Matériau : polyester.  
*Non compatible avec le dossier souple : 80209225.*



### Coussins pour accoudoirs

**Lot de deux**  
80209226  
Souples et chauds, ils libèrent les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.  
*Non compatible avec la barre de maintien : 80209246.*



### Coussin anti-escarres

80209245  
Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



### Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209301  
Avec ouverture largeur 18 cm : 80209227  
Siège avec contour souple. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

## Accessoires



**Porte-savon  
(incompatible avec Clean 24")**  
Gris : 80209266  
Se fixe sur le côté du siège. Support intégré pour le pommeau de douche.  
Matériau : polypropylène.  
(Incompatible avec Clean 60 cm.)



**Support pour seau**  
Gris : 80209258  
Compatible avec le seau avec poignée et couvercle fourni, ainsi qu'avec les autres seaux à rebord épais. Matériau : polypropylène.



**Bassin**  
Gris : 80209254  
Matériau : polypropylène.  
**Bassin et couvercle avec poignée**  
Gris : 80209255  
Matériau : polypropylène.



**Attaches pour fixation basse du bassin/seau**  
Gris : 80209259  
4 attaches à fixer sur le support bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm.  
Matériau : polypropylène.



**Support bassin**  
Gris : 80209257  
Compatible à la fois avec le bassin fourni, le bassin hygiénique et les bassins à usage hospitalier standard à rebord fin.



**Bassins jetables**  
80209282  
Rigides et solides. 50 pièces.



**Seau avec poignée et couvercle**  
80302026  
Support seau non inclus.  
Matériau : polypropylène.



**Kit de support pour bassin jetable**  
Gris : 80209229  
Compatible avec le bassin jetable.

## Accessoires supplémentaires - Clean à hauteur réglable uniquement



**Repose-pieds rabattables, la paire**  
80209250  
Amovibles, à hauteur réglable.  
Fixations incluses.  
Matériaux : aluminium revêtu de poudre et polypropylène.




**Adaptateur de roue arrière**  
Blanc : 80209262  
Uniquement compatible avec chaise Clean 55 cm. Matériaux : aluminium et polyamide.



**Appui-mollet réglable**  
Droit : 80209252  
Gauche : 80209253  
Fixations incluses.  
Matériaux : plastique ABS, acier inoxydable.



**Kit de surélévation avec roues**  
Blanc, 4 pièces : 80209511  
Vert lagon, 4 pièces : 80209512  
Surélève le siège de 5 cm.  
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.



**Roulettes de 75 mm**  
Blanches, pour l'avant, lot de deux : 80209515. Blanches, pour l'arrière, lot de deux : 80209516. Vert lagon, pour l'avant, lot de deux : 80209513. Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux : 80209514. Abaissent le siège de 5 cm. De série sur la Clean 44 cm.  
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.