

Aides de table Etac Feed

Nos couverts alimentaires et nos gobelets sont fonctionnels tant pour la personne nourrie que pour la personne aidante. Ces produits sont adaptés aux enfants et adultes en perte d'autonomie et qui ont besoin d'être assistés.

Couverts Etac Feed

La forme des couverts Feed permet de nourrir les personnes qui ont des difficultés à ouvrir la bouche. Avec la partie supérieure du manche, la personne aidante jouit d'une prise en main confortable et la personne nourrie est libre de saisir le manche si elle le souhaite.



Les trois modèles sont plats, avec des extrémités arrondies pour une sensation agréable en bouche.

Cuillère réglable Etac Feed

Cette cuillère Feed s'adresse exclusivement aux enfants qui apprennent à manger seuls. Le manche « Power Grip » comporte un emplacement pour le pouce afin d'éviter que la main de l'enfant ne glisse. L'angle de la cuillère se règle à l'aide d'une petite vis. La lanière élastique est utile pour les enfants dont la capacité de préhension est encore faible.



La cuillère Etac Feed existe pour les droitiers et pour les gauchers.

Récipient canard Etac Feed

Le récipient canard Etac Feed est réservé aux personnes qui ont besoin d'aide pour boire. Le bec verseur, entre bien en contact avec les lèvres et l'utilisateur peut ainsi boire en toute sécurité sans devoir basculer la tête en arrière. Ce récipient est transparent et gradué à 0,5 dl et 1 dl.



Description

Cuillère Feed	80403101
Cuillère Feed pour petites mains	80403102
Fourchette Feed	80403103

Cuillère réglable Feed coudée pour droitier :	80403301
coudée pour gaucher :	80403302
Récipient canard Feed	80404101

Capacité

Récipient canard : 1 dl

Dimensions

Cuillère Feed : 22 cm
 Cuillère Feed pour petites mains : 20 cm
 Fourchette Feed : 22 cm
 Cuillère réglable Feed : 16 cm
 Récipient canard Feed : hauteur, sans le bec verseur : 7 cm

Poids

Cuillère Feed : 37 g
 Cuillère Feed pour petites mains : 31 g
 Fourchette Feed : 34 g
 Cuillère réglable Feed : 40 g
 Récipient canard Feed : 40 g

Matériaux

Cuillère et fourchette Feed : polyester thermoplastique
 Cuillère réglable Feed : polyamide blanc
 Récipient canard Feed : polycarbonate

Entretien

Adaptés au lave-vaisselle

Conception

Ergonomidesign