



Planche de bain Etac Fresh

Allie confort et sécurité.

L'originale

Le design unique d'Etac Fresh a fixé la norme des planches de bain. Son extrémité avant, placée sur le côté extérieur de la baignoire, est large pour un soutien maximal lors des transferts. La partie centrale, plus étroite, confère un accès pour l'hygiène intime. La planche Fresh est disponible en deux longueurs pour s'adapter aux différentes largeurs de baignoire.

Montage sécurisé

Le montage des butées d'arrêt est simple et sûr grâce à la clé de montage plastique fournie. Quatre supports souples fixés sur les butées maintiennent la planche de bain en place sur la baignoire.



La planche Etac Fresh dispose d'un espace ingénieux pour le savon et le shampoing, à côté de la poignée.

Caractéristiques



Butée d'arrêt

Les butées d'arrêt sont ajustables et se fixent solidement, sécurisant ainsi les transferts.

Accessoire



Poignée d'appui

81600040

La poignée assure une prise sûre et confortable.

Description

Fresh, 69 cm	81600011
Fresh, 74 cm	81600021
Fresh, 69 cm avec poignée	81600014
Fresh, 74 cm avec poignée	81600024
Fresh, 69 cm avec poignée dans emballage individuel	81600114

Dimensions

Longueur : 69 ou 74 cm
Largeur : 36 – 27 – 30 cm
Épaisseur : 4 cm
Réglage des butées d'arrêt :
Fresh 69 cm : 63,6 cm max., 39 cm min.
Fresh 74 cm : 68,6 cm max., 43,2 cm min.

Matériaux

Polypropylène
Butées d'arrêt : polypropylène avec surface en TPE

Poids

Fresh 69 cm : 2,1 kg
Fresh 74 cm : 2,3 kg



reddot



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.



Evrard Générale Médicale
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

Produit sélectionné par