



Surélévateur amovible Etac Hi-Loo

Surélévateur de toilettes stable et confortable avec clips de fixation.

Une fonctionnalité et un confort inégalés

Le siège de toilettes surélevé Hi-Loo avec clips est extrêmement stable et simple à enlever. De forme ergonomique, il comporte des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière pour une hygiène intime facilitée.

Le siège Hi-Loo est disponible avec ou sans couvercle et en deux hauteurs.



Réhausseur Etac Hi-Loo de 6 cm et 10 cm.

Caractéristiques



Fixation en toute sécurité

Les clips de fixation sont revêtus d'un caoutchouc à haute résistance et sont réglables pour s'adapter à la forme de la cuvette des toilettes. Le siège Hi-Loo convient à tous les types courants de toilettes.



Facile à retirer

Hi-Loo s'installe sans problème sur la cuvette des toilettes et peut être retiré sans avoir à modifier le réglage des clips.



Avec couvercle

Hi-Loo existe également avec couvercle.

Description

Hi-Loo amovible, 6 cm	80301065
Hi-Loo amovible, 10 cm	80301105
Hi-Loo amovible avec couvercle, 6 cm	80301067
Hi-Loo amovible avec couvercle, 10 cm	80301101

Dimensions

Dimensions externes : 39 cm (profondeur) x 36 cm (largeur)
Ouverture : 27 cm (profondeur) x 20 cm (largeur)

Matériaux

Siège : polypropylène
Supports : ABS/PC

Poids

6 cm : 1,1 kg
10 cm : 1,5 kg
Avec couvercle, 6 cm : 1,9 kg
Avec couvercle, 10 cm : 2,3 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.



Evrard Générale Médicale
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr



Produit sélectionné par