

Surélévateur fixe Etac Hi-Loo

Surélévateur fixe de toilettes, stable et confortable.

Le surélévateur fixe de toilettes Etac Hi-Loo est discret, convient à la plupart des toilettes et s'installe solidement sur la cuvette. Le siège ergonomique présente des découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière pour une hygiène intime facilitée.

Les accoudoirs se rabattent, mais peuvent aussi être bloqués pour rester dépliés. Il est possible de n'utiliser qu'un seul accoudoir si l'espace est restreint.

Le réhausseur fixe Etac Hi-Loo se décline en deux hauteurs (6 et 10 cm), avec ou sans accoudoirs.



Le surélévateur fixe Etac Hi-Loo est compatible avec la plupart des toilettes et se nettoie facilement.

Caractéristiques



Retrait facile

Le système de fixation permet de retirer sans difficulté le siège pour le nettoyer.



Hi-Loo incliné

Recommandé pour les utilisateurs souffrant du genou ou de la hanche.

Description

Hi-Loo fixe, 6 cm	80301106
Hi-Loo fixe, 10 cm	80301107
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 6 cm	80301316-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, 10 cm	80301317-2
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné	80301318-2

Dimensions

Hauteur de l'accoudoir depuis la surface supérieure du siège : 23 cm
 Distance entre les accoudoirs : 49 cm
 Largeur totale, accoudoirs inclus : 60 cm
 Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'arrière : 10 cm
 Hauteur du siège Hi-Loo incliné à l'avant : 6 cm.

Matériaux

Siège : polypropylène
 Accoudoirs : polypropylène, tube en acier époxy
 Fixations : aluminium

Poids

Hi-Loo fixe, avec accoudoirs, 6 cm	: 4,9 kg
Hi-Loo fixe, avec accoudoirs, 10 cm	: 5,8 kg
Hi-Loo fixe, 6 cm	: 2,4 kg
Hi-Loo fixe, 10 cm	: 3 kg
Hi-Loo fixe avec accoudoirs, incliné	: 5,5 kg



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (pH 5-9) ou une solution désinfectante à 70%. Décontamination possible à 85°C maximum si nécessaire.