

## CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

### Inclinaison et hauteur variable électriques

Cette chaise de douche est équipée d'un dossier haut en mousse avec un appui-tête intégré, l'ensemble protégé par un revêtement hydrofuge. Ce dossier doux et confortable, assure en même temps un bon maintien. EASY™ a été conçue avec un système de colonnes télescopiques afin de permettre un accès plus aisé au personnel soignant.

#### Appui-tête intégré

Il est ajustable en hauteur et existe en taille M et L

#### Dossier haut et rembourré

Le dossier haut apporte un support stable et souple. Il se nettoie facilement et peut être démonté si nécessaire.

#### Fonction inclinaison

Easy™ s'incline de 5° en avant et 30° en arrière ce qui facilite l'accès pour l'hygiène intime et permet aux patients de s'asseoir et de se relever plus facilement. La fonction inclinaison améliore l'environnement de travail et réduit l'effort demandé aux soignants.

#### Colonnes télescopiques

Le système de colonnes télescopiques en aluminium a été conçu de façon à permettre le passage et l'évacuation naturelle des liquides.

#### Repose-pieds amovibles, ajustables et escamotables

Ils sont réglables en hauteur et équipés de cales talonnières pour éviter aux pieds du patient de glisser lorsque le fauteuil est incliné vers l'arrière (équipement standard).

#### Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)

La roue avant droite est équipée d'un blocage directionnel.

#### Roues verrouillables (diam. 125 mm)

Les roues sont équipées d'un freinage individuel.



#### Un contrôle simple

Les réglages de hauteur et d'inclinaison sont dissociés. Télécommande IP65.

#### Accoudoirs verrouillables

Les accoudoirs peuvent être relevés et bloqués pour faciliter les transferts du patient.

#### Support lombaire souple

La partie basse du dossier est montée avec un support lombaire souple pour diminuer les tensions sur le dos du patient.



#### Siège intégré avec découpe à l'arrière

L'assise à la fois résistante et lisse a été conçue pour améliorer le confort du patient. La découpe à l'arrière permet au personnel soignant de travailler d'une manière plus hygiénique.

### Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise	Inclinaison
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm	5° vers l'avant   30° vers l'arrière