



# EASY™

## Chaise de douche et de toilettes

**L'avantage des chaises de douche et de toilettes Gate est de s'adapter aux besoins de chaque personne et à toutes les situations. Réglez la hauteur du siège manuellement ou électriquement, ajustez l'angle du siège avec la fonction inclinaison et personnalisez avec des accessoires.**

### Conçues pour répondre aux besoins

Les chaises de douche et de toilettes Gate ont été conçues pour régler la hauteur du siège rapidement et simplement. Easy™ convient à la plupart des utilisateurs quelle que soit leur taille, et sans perte inutile de temps et d'énergie pour le personnel soignant à la recherche d'une chaise de douche et de toilettes adaptée à chaque situation.

### Amélioration de la vie quotidienne

Il va sans dire qu'EASY™ ne transige jamais entre le confort de l'utilisateur et l'ergonomie du personnel soignant. Son confort et ses fonctionnalités adaptables à chaque individu rendent la chaise de douche et de toilettes très agréable à utiliser, que ce soit pour le patient ou pour le personnel soignant. EASY™ est fabriquée à partir de matériaux anticorrosion et son moteur peut résister au nettoyage haute pression à l'eau chaude (IPx5).

### Le meilleur confort possible

Les utilisateurs restent souvent longtemps assis pendant leur toilette ou le moment de la douche, et cette position peut devenir très pénible. EASY™ a été créée pour procurer un confort

extrêmement élevé. L'utilisateur d' EASY™ bénéficie du meilleur confort possible en position assise. La chaise de douche et de toilettes s'adapte rapidement pour un réglage personnalisé grâce à ses fonctions faciles d'utilisation. De plus, la hauteur d'assise est réglable sur tous les modèles.

Le dossier et l'assise sont adaptés pour une position assise droite qui ne comprime pas le pelvis. Le design ergonomique réduit la pression sur les hanches, les tendons et les vaisseaux sanguins. Le dossier souple et hydrophobe est unique à Easy™, il apporte le meilleur confort et la meilleure hygiène possible. Il est facilement ajustable pour obtenir un meilleur maintien et la profondeur d'assise appropriée.

### Quel modèle correspond à vos besoins ?

Un large choix de modèles rend possible la création d'un parc complet de chaises de douche et de toilettes. Parce que tous les modèles peuvent convenir à la plupart des utilisateurs quelle que soit leur taille ou leur poids, le nombre de chaises et de types de chaises peut être réduit, permettant l'acquisition d'un ou deux modèles plus élaborés, spécifiques à des situations de soins particuliers.

Les chaises de douche et de toilettes Gate sont disponibles en deux versions différentes. Easy est notre modèle le plus évolué et le plus polyvalent : il est réglable en hauteur et en inclinaison. Amfibi XL a été conçue pour les patients plus lourds.

## CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

### Inclinaison et hauteur variable électriques

Amfibi XL a été conçue pour les patients plus lourds, c'est pourquoi elle offre un espace plus large, et est plus résistante. Elle est dotée de la fonction de réglage électrique de la hauteur. Le poids maximum utilisateur est de 250 kg.

#### Appui-tête réglable

Easy SB est dotée d'un appui-tête réglable en hauteur et en profondeur pour un soutien confortable et un réglage personnalisé.

#### Siège intégré avec découpe à l'arrière

L'assise au toucher chaud à la fois résistante et lisse a été conçue pour améliorer le confort du patient. La découpe à l'arrière permet au personnel soignant de travailler d'une manière plus hygiénique.

#### Plastique ou métal

Un support bassin est disponible dans la gamme d'accessoires.

**NB :** le support existe en différentes versions pour s'adapter aux bassins en plastique ou en métal.

#### Repose-pieds escamotables

Ils sont ajustables, escamotables, amovibles et équipés en standard de cales talonnières pour éviter que les pieds du patient glissent en position inclinée.

#### Hauteur d'assise variable

Avec une hauteur d'assise variable de 53 à 93 cm, la chaise s'adapte à chaque patient tout en réduisant la charge de travail du personnel soignant.

#### Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)

La roue avant droite est équipée d'un blocage directionnel.

#### Roues verrouillables

Toutes les roues de la chaise sont verrouillables.

#### Dossier réglable en tension

Le dossier réglable en tension, par son confort et sa souplesse, réduit la pression sur les points d'appui et les os. Il est facilement réglable pour un meilleur maintien et une profondeur d'assise. Lavable en machine.

#### Accoudoirs verrouillables

Les accoudoirs peuvent être escamotés vers le haut et verrouillés en position basse pour des raisons de sécurité lorsque la chaise est inclinée.

#### Fonction inclinaison

Easy™ s'incline de 5° en avant et 30° en arrière ce qui facilite l'accès pour l'hygiène intime et permet aux patients de s'asseoir et de se relever plus facilement. La fonction inclinaison améliore l'environnement de travail et réduit l'effort demandé aux soignants.



#### Un contrôle simple

Les réglages de hauteur et d'inclinaison sont dissociés. Télécommande IP65.

#### Colonnes télescopiques

Le système de colonnes télescopiques en aluminium a été conçu de façon à permettre le passage et l'évacuation naturelle des liquides.

Produit sélectionné par



#### Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise	Inclinaison
56-270	EASY™ SB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm	5° vers l'avant   30° vers l'arrière

# EASY™ HighBack

## CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTES

### Inclinaison et hauteur variable électriques

Cette chaise de douche est équipée d'un dossier haut en mousse avec un appui-tête intégré, l'ensemble protégé par un revêtement hydrofuge. Ce dossier doux et confortable, assure en même temps un bon maintien. EASY™ a été conçue avec un système de colonnes télescopiques afin de permettre un accès plus aisé au personnel soignant.

#### Appui-tête intégré

Il est ajustable en hauteur et existe en taille M et L

#### Dossier haut et rembourré

Le dossier haut apporte un support stable et souple. Il se nettoie facilement et peut être démonté si nécessaire.

#### Fonction inclinaison

Easy™ s'incline de 5° en avant et 30° en arrière ce qui facilite l'accès pour l'hygiène intime et permet aux patients de s'asseoir et de se relever plus facilement. La fonction inclinaison améliore l'environnement de travail et réduit l'effort demandé aux soignants.

#### Colonnes télescopiques

Le système de colonnes télescopiques en aluminium a été conçu de façon à permettre le passage et l'évacuation naturelle des liquides.

#### Repose-pieds amovibles, ajustables et escamotables

Ils sont réglables en hauteur et équipés de cales talonnières pour éviter aux pieds du patient de glisser lorsque le fauteuil est incliné vers l'arrière (équipement standard).

#### Roue à blocage directionnel (diam. 125 mm)

La roue avant droite est équipée d'un blocage directionnel.



#### Un contrôle simple

Les réglages de hauteur et d'inclinaison sont dissociés. Télécommande IP65.

#### Accoudoirs verrouillables

Les accoudoirs peuvent être relevés et bloqués pour faciliter les transferts du patient.

#### Support lombaire souple

La partie basse du dossier est montée avec un support lombaire souple pour diminuer les tensions sur le dos du patient.



#### Siège intégré avec découpe à l'arrière

L'assise à la fois résistante et lisse a été conçue pour améliorer le confort du patient. La découpe à l'arrière permet au personnel soignant de travailler d'une manière plus hygiénique.

#### Roues verrouillables (diam. 125 mm)

Les roues sont équipées d'un freinage individuel.

Produit sélectionné par



### Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Largeur totale	Poids max. utilisateur	Hauteur d'assise	Largeur entre les accoudoirs	Profondeur d'assise	Inclinaison
56-271	EASY™ HB	65 cm	150 kg	53-93 cm	50 cm	45 cm	5° vers l'avant   30° vers l'arrière