




**GORDON  
ELLIS**  
& CO

# ASHBY

## BARRE D'APPUI MURALE

BARRE D'APPUI MURALE DROITE OU COUDÉE EN PLASTIQUE



- Solide, fixation de haute qualité
- Conçue pour davantage de sécurité à la salle de bain
- Finition striée pour une meilleure prise en main

La barre Ashby est fabriquée en polypropylène blanc, facile d'entretien, avec une finition texturée pour une meilleure prise en main même mouillée, et est disponible en version droite ou coudée. La barre d'appui coudée permet de poser le bras pour mieux soutenir les personnes dans l'incapacité de saisir uniquement avec la main. Les barres droites peuvent être installées horizontalement ou verticalement, procurant stabilité et assistance si nécessaire.

<b>GE6218/B</b>	Barre coudée
<b>GE6257/B</b>	Barre droite 33 cm
<b>GE6219/B</b>	Barre droite 50 cm
<b>GE6220/B</b>	Barre droite 63 cm



115 kg



**Evrard Générale Médicale**  
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01  
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

