



**GORDON
ELLIS
& CO**

ASHBY

RÉHAUSSEURS DE TOILETTES

SOLIDE, DURABLE ET DÉSINFECTABLE EN AUTOCLAVE



190 kg

L'assise moulée peut être totalement immergée pour la désinfection ou la stérilisation en autoclave.

Les sièges Ashby peuvent être installés rapidement et en toute sécurité sur la plupart des toilettes, et verrouillés avec des crochets facilement réglables manuellement. Le dessus du siège est façonné pour répartir le poids sur une surface large, pour plus de confort et de stabilité.

TROIS MODÈLES AU CHOIX

ASHBY

Tous les sièges Ashby ont une large découpe anatomique à l'avant pour faciliter la toilette intime.



ASHBY OUVERTURE LARGE

Ce modèle a des découpes à l'avant et à l'arrière plus larges, et il est muni de quatre fixations assurant un maintien extra sécurisé en cas de transfert latéral ou lors de l'installation sur les toilettes.



FIXATIONS

Trois crochets ajustables, deux pour les côtés et un à l'avant. Fabriqué en métal pour garantir une longue durée de vie du produit.



PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE INTÉGRÉE

Chaque réhausseur est moulé dans un matériau naturel imprégné d'une protection antibactérienne pour combattre le *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) et ce pendant la durée de vie du matériel.

Réf.	Modèle	Hauteur	Dimensions
GE6302	Standard (sans couvercle)	5 cm	375 x 390 x 50 mm
GE6304	Standard (sans couvercle)	10 cm	375 x 390 x 100 mm
GE62014	Standard (sans couvercle)	10 cm large	420 x 410 x 100 mm
GE6306	Standard (sans couvercle)	15 cm	375 x 390 x 150 mm



Evrard Générale Médicale
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

Produit
sélectionné par 

