

CTM3

Table de change manuelle

La table de change manuelle CTM3 permet de régler manuellement la table à la bonne hauteur de travail pour chaque aidant, aspect vital pour éviter les troubles musculo-squelettiques et blessures, pour un coût moindre qu'une table de change électrique.

Châssis en acier inoxydable 100 % anti-corrosion, barrière pliable et protection de barrière en option, matelas amovible, et design rationalisé plus respectueux de la nature.

Le support mural s'installe rapidement et facilement.

Avant de transférer le patient sur la table de change avec un lève-personne, le soignant peut régler la table à une hauteur de travail confortable pour lui en utilisant le levier de réglage. Une fois le patient sur la table, un mécanisme breveté prévient tout risque de mouvement accidentel de la table.

Lorsqu'elle ne sert pas, la table se replie contre le mur et ne dépasse que de 18 cm du mur. La table CTM3 peut être utilisée en toute sécurité dans les environnements humides et est disponible en longueur 120 cm et 190 cm, largeur 72 cm.

Divers accessoires rendent la table CTM3 personnalisable : barrières et protections de barrières, matelas amovible pour le change, et pare-éclaboussures pour la douche.



Loquet de sécurité pour position pliée et dépliée



Levier de réglage de la hauteur sous le plan de couchage



Matelas amovible et barrière avec protection



Peu encombrant une fois replié, seulement 18 cm d'épaisseur



Caractéristiques standards

- Poids maximum supporté : 150 kg
- Réglage en hauteur manuel de 79 à 109 cm
- Amplitude de réglage de la hauteur : 30 cm
- Accès possible par lève-personne mobile ou plafonnier
- Construction en acier inoxydable
- Plan de couchage en vinyl tendu durable et anti-déchirure
- Convient pour les salles d'eau et zones de douche
- Encombrement minimal en position repliée, seulement 18 cm d'épaisseur
- Loquet de sécurité breveté



Options

- Dimensions 120 cm ou 190 cm en longueur, largeur 72 cm
- Barrière pliable
- Protection de barrière
- Jupe anti-éclaboussures
- Cale en mousse
- Dossier relevable
- Matelas amovible

Caractéristiques techniques

Modèle Table de change murale manuelle CTM3

Références 00.137.10.1200 - 00.137.10.1900

Dimensions Longueur 120 ou 190 cm, largeur 72

Hauteur de 79 à 109 cm - amplitude 30 cm

Caractéristiques



Hauteur réglable

Réglage manuel

Compatible avec les lève-personnes

150 kg

Poids maximum

Options



120 à 190 cm de longueur


Barrière de sécurité

Partie tête inclinable

Applications



Dessin technique



EGM
GROUPE EVRARD



ZA du haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0)3 83 22 67 76 | Fax : +33 (0)3 83 22 64 01
www.evrardmedicale.fr | info@evrardmedicale.fr