

AVERO VIVA

Baignoire à hauteur réglable

Un design moderne
pour une utilisation fonctionnelle



Avantages pour les utilisateurs et les accompagnateurs

- Compatible avec tous les systèmes de levage du marché
- Zone extra large au niveau du haut du corps
- Accessible sur les 3 côtés
- Des accoudoirs au niveau de l'assise pour un meilleur confort
- Protection anti-brûlure pour la douchette et le bec d'arrivée d'eau
- Coloris RAL au choix – blanc en standard
- Panneau de commande simple à utiliser
- Surface parfaitement lisse pour un nettoyage aisé et une hygiène parfaite
- Réglage continu de la hauteur
- En option : fonction arrêt automatique du remplissage d'eau
- En option : changement de point de vue = robinetterie à l'opposé du mur pour positionner le patient face à la pièce



- **Dimensions Hors tout** : 2025 mm x 786 mm
- **Largeur au niveau des épaules** : 706 mm
- **Hauteur réglable** : 683 mm à 1083 mm
- **Poids maximum utilisateur** : 250 kg

- **Charge maximum** : 400 kg
- **Alimentation électrique** : 230 Volt
- **Coloris RAL au choix** - Blanc en standard

Un bain qui met tous les sens en éveil...



Aromathérapie



Musicothérapie



Luminothérapie



Bain bouillonnant



*Arrêt automatique
du remplissage d'eau*



Désinfection

Nos baignoires peuvent être équipées d'un grand nombre d'options pour faire du bain un moment de bien-être unique pour vos résidents. Toutes nos baignoires AVERO sont disponibles sur demande avec une fonction de bain bouillonnant, un système de luminothérapie, de musicothérapie et un dispositif d'aromathérapie. Pour la couleur de la baignoire, vous avez également le choix parmi de nombreux coloris RAL.