



beka 
hospitec

CARLO Classic 230

L'outil idéal pour soulever, repositionner et transférer
en toute sécurité et sans effort les personnes de poids important

Carlo Classic 230

offre un maximum de sécurité et de confort...



La solution idéale pour les patients jusqu'à 230 kg...



Le lève-personne Carlo Classic 230 a été développé spécifiquement pour lever, repositionner ou transférer les patients à mobilité réduite de poids important, pesant jusqu'à 230 kg.

Par sa construction en aluminium et acier, il est très facile à manoeuvrer tout en prodiguant la stabilité requise pour le soin des patients obèses. Le fléau extra-large convient pour toutes les sangles à boucle. Il est fourni avec un mécanisme de sécurité d'attache des sangles, et un système anti-rotation breveté.

Carlo, en plus d'offrir une réponse à tous les besoins par une gamme variée, convainc aussi par son espace de rotation très large, qui permet de positionner le patient aisément sans qu'il ne se heurte les jambes ou genoux à la colonne.



Avantages pour le manipulateur et le manipulé

- Construction légère et robuste en aluminium et acier : facile à manipuler
- Roulettes doubles haute qualité Steinco : bonne roulabilité
- Hauteur et embase électriques : réduit les efforts et risques pour le manipulateur et rend le soin plus ergonomique
- Pas de mouvements instables ou de rotation grâce au système antirotation
- Télécommande avec affichage de charge de la batterie
- Espace de rotation très large pour le patient : ne se heurte pas à la colonne
- Fléau 4 points en acier inoxydable pour toutes les sangles à boucles
- Batterie et chargeur compatible avec tous les appareils Beka
- Pesée intégrée en option



Données techniques

Châssis (longueur/hauteur)	1400 mm / 125 mm
Largeur intérieure (fermée/ouverte)	540 mm / 700 mm
Largeur totale (fermée)	700 mm
Amplitude d'élévation	1 400 mm
Poids maximal du patient / CMU	230 kg
Unité de contrôle	24 V Linak
Consommation électrique	1 ampère

Accessoires / Options

Pèse-personne
Sangle de transfert à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XXL)
Sangle de bain à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XXL)
Sangle de toilette à boucle (disponible en différentes tailles, grandeur standard S-XL)
Batterie supplémentaire 24 V
Unité de charge murale externe

