



GORDON  
ELLIS  
& CO

# COSBY

## PLANCHES DE BAIN

POUR AIDER LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE RAIDEURS  
ARTICULAIRES OU QUI PERDENT L'ÉQUILIBRE À PRENDRE UN BAIN OU  
UNE DOUCHE EN TOU SÉCURITÉ



- Confortable, solide et mince
- Ajustement facile
- S'adapte facilement à la plupart des baignoires
- Assortie au tabouret de bain Cosby

Ligne fine, 25 mm d'épaisseur; conçue avec une assise plastique (polypropylène) sans lames ni orifices pour un meilleur confort et un nettoyage plus facile. Quatre pattes de fixation ajustables maintiennent la planche de bain en place et la sécurisent contre les parois de la baignoire. Elle convient aux baignoires de 480 à 700 mm de largeur interne.

 190 kg

PLANCHE COSBY	
Référence	GE6407
Poignée de saisie	Non
Ajustable ( <i>mesure intérieure</i> )	Baignoires de 48 à 70 cm
Transfert côté	Meilleur
Adapté à l'autoclave	Non



**Evrard Générale Médicale**  
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe  
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01  
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

