



VERSION 24"



La chaise de douche et garde robe se distingue par son ergonomie. Elle a été conçue pour faciliter l'accès au personnel soignant, développer l'indépendance et assurer le confort du patient tout en maintenant une sécurité optimale. La chaise de douche équipée de roues 24" permet aux utilisateurs d'être autonomes durant leur toilette.

### ■ Un accès facile pour les soins

Le siège de toilette est en 2 parties. L'ouverture hygiénique de 22x44 cm favorise l'accès au personnel soignant. L'espace de 32 cm entre le dossier et l'assise laisse une grande place à la région fessière. Les aides soignants peuvent facilement effectuer des soins ou passer une sangle autour du patient pour le déplacer ou le repositionner.

### ■ Confort et indépendance de l'utilisateur

L'arrière des accoudoirs est difficile à atteindre pour les personnes en surpoids. Pour palier à cette situation, nous avons adapté des accoudoirs de 64 cm de long qui se prolongent sur l'avant pour permettre aux utilisateurs de s'asseoir seuls dans le fauteuil, sans aide extérieure.

Les accoudoirs "Papillon" (en option) ajoutent 14 cm à la largeur du siège pour donner de l'espace supplémentaire en cas de besoin. Chaque repose-pieds supporte jusqu'à 100 kg. Ils s'ajustent vers l'extérieur du fauteuil pour offrir jusqu'à 110 cm de largeur.

Cette fonction est réellement appréciée des utilisateurs qui règlent l'écartement des repose-pieds en fonction de leur corpulence. Elle est également très utilisée par les soignants puisqu'elle facilite l'accès à la toilette.

### Accessoires

Références	Désignation
150-099-012	Accoudoirs Papillon (ajoute 14 cm à la largeur d'assise)
140-099-001	Bassin garde-robe (inclus en standard)
150-099-008	Repose-pied droit
150-099-009	Repose-pied gauche
141-099-010	Assise de douche (non percée)
156-099-030	Appui-mollet droit
156-099-031	Appui-mollet gauche

### Spécificités techniques

Références	STANDARD		VERSION 24"	
	150-061	150-071	152-061	152-071
Largeur de l'assise	61 cm	71 cm	61 cm	71 cm
Largeur totale	67 cm	77 cm	67 cm	77 cm
Poids total	27 kg	30 kg	27 kg	30 kg
Diamètre des roues (2 roues avec freins)	125 mm		AV 125 mm AR 610 mm	
Longueur totale	112 cm		129 cm	
Distance barre de poussée au sol	99 cm		100 cm	
Poids maximum supporté	325 kg			
Profondeur de l'assise	56 cm			
Hauteur de l'assise	55 cm			
Distance assise / repose-pied	40-42-44-46-48 cm			
Largeur réglable repose-pieds	58-110 cm			
Hauteur du dossier	48 cm			
Hauteur des repose-pied	40 - 48 cm			
Distance du sol à l'assise	44,5 cm			
Largeur totale entre les accoudoirs	54 cm			
Cadre	Acier au chrome molybdène laqué époxy			
Matériau assise, dossier, accoudoirs	Mousse de polyuréthane moulée			
ISO	ISO 09 12 03			