



Pour des transferts pratiques tout en douceur

Facile à utiliser, Mover permet de transférer une personne de façon pratique et en sécurité. La base étroite et les roues doubles lui confèrent une très bonne maniabilité même dans les espaces réduits. Sa plateforme est stable et les coussins d'assise sont très confortables. Le contact visuel qui est maintenu avec le soignant rassure et met le patient à l'aise.



Caractéristiques techniques

CE Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° d'article	Désignation	Poids max.	Largeur hors tout	Largeur passage pieds	Hauteur	Longueur	Hauteur d'assise
53-300	Plateforme de transfert assis Mover	150 kg	64 cm	38 cm	104 cm	94 cm	83 cm

