

Barres d'appui Prima

Les barres d'appui Prima offrent une aide précieuse à tous.


La barre d'appui Prima remplit les quatre fonctions de sécurité de base : assister pour s'asseoir et se mettre debout, servir de soutien en position assise et sécuriser les transferts.

Sûre et confortable

Les barres d'appui Prima sont dotées d'une zone de préhension ovale et d'anneaux blanc ou vert antidérapants.

La prise en main est ainsi sûre et confortable.

Pour une finition séduisante sans arêtes vives, les vis de fixation sont dissimulées sous les caches blancs ou verts.



Produit

Barre d'appui, coudée 33cm
 Barre d'appui, coudée 40cm
 Barre d'appui, droite 30cm
 Barre d'appui, droite 40cm
 Barre d'appui, droite 45cm
 Barre d'appui, droite 60cm

Blanc

GE6553
 GE6554
 GE6555
 GE6556
 GE6557
 GE6558

Vert

GE6519
 GE6520
 GE6521
 GE6522
 GE6523
 GE6524

Noir

-
 -
 -
 -
 -
 -

Barre d'appui noir pour extérieur

GE6538

Matériau

Polypropylène, aluminium



Nettoyer le produit avec un agent nettoyant sans solvant (Ph de niveau 6-9) ou à l'aide d'une solution désinfectante à 70%. Peut être décontaminé à 85°C maximum si nécessaire.

La barre d'appui droite Prima peut être placée en position horizontale ou verticale. La version coudée offre davantage d'appui lorsque l'utilisateur se lève et s'assied.

