

MARCHEPIED PRIMA

MARCHEPIED, PLATEFORME OU ENSEMBLE DE MARCHES

DESSCRIPTIF

- S'ajuste à la hauteur que vous souhaitez
- S'utilise comme un marchepied seul ou s'assemble pour créer un escalier
- Large surface antidérapante pour allier confort et stabilité

Le marchepied modulaire Prima est le plus polyvalent de notre gamme. Conçu avec une large surface et des tampons antidérapants, il procure à l'utilisateur une confiance supplémentaire à la salle de bain.

Il peut être utilisé comme simple marche, entre 5 et 30 cm de hauteur. En utilisant des pièces de jonction, vous pouvez créer une plateforme plus large ou plusieurs marches en escalier pour le bain.

Chaque pack contient une marche de 5 cm et deux modules de 2,5 cm d'épaisseur; quatre pieds en caoutchouc antidérapants et une pièce de jonction pour assembler deux marches ensemble côte à côte.

Des modules supplémentaires sont disponibles séparément à la vente.

GE62920 Pack : 1 marche de 5 cm + 2 modules de 2,5 cm

GE61920 Module de marches supplémentaires de 2,5 cm

Longueur : 445 mm

Largeur : 350 mm

Hauteur : 50 - 300 mm

 **318 KG**

