



**GORDON
ELLIS
& CO**

PRIMA

BARRE D'APPUI MURALE

BARRE D'APPUI DE QUALITÉ
AVEC ANTIDÉRAPANTS

- Design innovant et visserie invisible une fois installée
- Les nervures aident à améliorer la prise en main même mouillée

La gamme de barres d'appui Prima est élégante, d'excellente qualité et bénéficie d'une longue durée de vie. Elle est en polypropylène blanc avec des anneaux antidérapants surmoulés pour éviter à la main de glisser lorsque la barre est mouillée.

De conception ergonomique, elle possède une zone de préhension ovale pour une meilleure prise en main et un corps en aluminium pour la robustesse. Le plastique extérieur est toujours chaud au toucher. Elle peut être installée verticalement ou horizontalement, seule ou en combinaison. Les vis de fixation sont dissimulées sous des caches.



	PRIMA Barre d'appui murale droite	30 cm		GE6555
		40 cm		GE6556
		45 cm		GE6557
		60 cm		GE6558
	PRIMA Barre d'appui murale coudée	33 cm		GE6553
		40 cm		GE6554
	PRIMA Barre d'appui murale droite	30 cm		GE6521
		40 cm		GE6522
		45 cm		GE6523
		60 cm		GE6524
	PRIMA Barre d'appui murale coudée	33 cm		GE6519
		40 cm		GE6520

160 kg

EGM
GROUPE EVRARD

Evrard Générale Médicale
ZA du Haut Serroir | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : 03 83 22 67 76 | Fax : 03 83 22 64 01
info@evrardmedicale.fr | www.evrardmedicale.fr

Produit
sélectionné par

