


Enfile-boutons Etac Butler

Lorsque la douleur restreint la mobilité ou quand la motricité fine est réduite, atteindre ses pieds ou attacher de petits boutons peut être un véritable défi. Ces problèmes sont souvent complexes et il n'existe pas de solution universelle.

Enfile-boutons Etac Butler

Les enfile-boutons Butler se déclinent en deux modèles. Le modèle avec prise sphérique peut être employé pour les boutons de petite et de grande tailles, mais aussi pour les fermetures à glissière. Quant au modèle à manche long, il peut être utilisé pour tous types de boutons, même pour les boutons métalliques comme ceux des jeans.



La prise sphérique épouse bien la paume de la main.

Le crochet métallique peut être pincé afin d'être utilisé sur une petite boutonnière.

Description

Enfile-boutons Butler avec prise sphérique 80602001
Enfile-boutons Butler à manche long 80602004

N° d'article

Longueur

Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 13 cm
Enfile-boutons Butler à manche long : 22 cm

Poids

Enfile-boutons Butler avec prise sphérique : 25 g
Enfile-boutons Butler à manche long : 18 g

Matériaux

Manche : polystyrène
Enfile-boutons Butler avec prise sphérique - tige :
métal avec revêtement époxydique
Enfile-boutons Butler à manche long - crochet : fil galvanisé

Conception

HM Center