

Accessoires



Dossier souple

80209225
Réglable.
Lavable à 60 °C max.



Coussin souple d'assise

Gris : 80209260
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Largeur de la découpe anatomique : 17 cm.
Matériau : polyéthylène.
Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Soutien latéral

80209509
À largeur réglable. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène
Lavable à 60 °C max.
Non compatible avec le produit suivant : 80209225.



Coussin souple de dossier

Gris : 80209261
Réfléchissant la chaleur et à surface antidérapante. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Barre de maintien

80209246
À fixer sur l'accoudoir.
Matériaux : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène.
Non compatible avec les produits suivants : 80209228, 80209237 et 80209226.



Coussin d'assise plein Comfort

80209247
Lorsqu'un siège sans trou est nécessaire. Matériau : polyuréthane.
Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.



Sangle pectorale

80209442
Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Matériau : polyester.



Kit Comfort

80209237
Inclut le coussin d'assise percée Comfort (ref : 80209227) et le coussin dossier et accoudoirs (80209228). Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.



Ceinture de positionnement

80209440
Réglable en longueur.
Fixation par sangles velcro.
Matériau : polyester.



Coussin dossier et accoudoirs

80209228
Dossier souple avec coussins d'accoudoir intégrés. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec les produits suivants : 80209225 et 80209246.




Ceinture de sécurité

80209034
À fixer sur l'arrière du dossier. Se combine systématiquement avec la ceinture de positionnement.
Matériau : polyester.
Non compatible avec le dossier souple : 80209225.



Coussins pour accoudoirs Lot de deux

80209226
Souples et chauds, ils libèrent les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène. Lavage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.
Non compatible avec la barre de maintien : 80209246.



Coussin anti-escarres

80209245
Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de la découpe anatomique : 21 cm. Matériau : néoprène. Température de lavage max. : 60 °C.



Coussin d'assise percé Comfort

Avec ouverture largeur 15 cm : 80209301
Avec ouverture largeur 18 cm : 80209227
Siège avec contour souple. Matériau : polyuréthane. Lavage à 85°C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

**Porte-savon
(incompatible avec Clean 24")**

Gris : 80209266
Se fixe sur le côté du siège. Support
intégré pour le pommeau de douche.
Matériau : polypropylène.
(Incompatible avec Clean 60 cm.)

**Support pour seau**

Gris : 80209258
Compatible avec le seau avec
poignée et couvercle fourni, ainsi
qu'avec les autres seaux à rebord
épais. Matériau : polypropylène.

**Bassin**

Gris : 80209254
Matériau : polypropylène.

Bassin et couvercle avec poignée

Gris : 80209255
Matériau : polypropylène.

**Attaches pour fixation basse du
bassin/seau**

Gris : 80209259
4 attaches à fixer sur le support
bassin/seau pour l'abaisser de 6 cm.
Matériau : polypropylène.

**Support bassin**

Gris : 80209257
Compatible à la fois avec le bassin
fourni, le bassin hygiénique et les
bassins à usage hospitalier standard
à rebord fin.

**Bassins jetables**

80209282
Rigides et solides. 50 pièces.

**Seau avec poignée et couvercle**

80302026
Support seau non inclus.
Matériau : polypropylène.

**Kit de support pour bassin jetable**

Gris : 80209229
Compatible avec le bassin jetable.

Accessoires supplémentaires - Clean à hauteur réglable uniquement

Accessoires supplémentaires - Clean 49 et 55 cm uniquement

**Repose-pieds rabattables, la paire**


80209250
Amovibles, à hauteur réglable.
Fixations incluses.
Matériaux : aluminium revêtu
de poudre et polypropylène.

**Adaptateur de roue arrière**


Blanc : 80209262
Uniquement compatible avec chaise
Clean 55 cm. Matériaux : aluminium
et polyamide.

**Appui-mollet réglable**

Droit : 80209252
Gauche : 80209253
Fixations incluses.
Matériaux : plastique ABS,
acier inoxydable.

**Kit de surélévation avec roues**

Blanc, 4 pièces : 80209511
Vert lagon, 4 pièces : 80209512
Surélève le siège de 5 cm.
Matériaux : polyamide, TPE,
aluminium.

**Roulettes de 75 mm**

Blanches, pour l'avant, lot de deux :
80209515. Blanches, pour l'arrière,
lot de deux : 80209516. Vert lagon,
pour l'avant, lot de deux : 80209513.
Vert lagon, pour l'arrière, lot de deux :
80209514. Abaissent le siège de 5 cm.
De série sur la Clean 44 cm.
Matériaux : polyamide, TPE, aluminium.